

## La tua protesi Deflex:



- Senza ganci metallici e invisibile;
- Realizzata con spessori molto sottili;
- Leggera, confortevole e resistente;
- Traslucida, brillante e ipoallergenica;
- Si mimetizza tra denti e gengive;
- Funzionale e facile da pulire;
- Non assorbe odori e non decolora;
- Rimane stabile e invariata nel tempo;
- Ottimo rapporto qualità-prezzo;
- Semi-rigida e facile da lucidare;
- Con rest occlusali portanti;
- Ottimo sostituto di scheletrati;
- Con possibilità di aggiungere denti;
- Ribasabile con resina a freddo;
- Combinabile con scheletrica e cappette su impianti;
- Ottimo equilibrio tra flessibilità e rigidità;

## PROMOTORE:

LABORATORIO ODONTOTECNICO  
**Rovinetti & Grandi S.n.c.**  
di P. Rovinetti e R. Grandi

Ogni protesi Deflex viene fornita al paziente con relative istruzioni d'uso.



0434



K 113608/K113788



ISO 9001:2008



ISO 13485:2012



ISO 13485:2012



A.N.M.A.T.  
PM 1664/1001

distribuito in Italia da:



Via della Dogana, 30 | 03100 FROSINONE (FR)  
Tel. 0775.202311 | Fax 0775.202499 | info@1flex.it

www.1flex.it

# Deflex®

La protesi da indossare



La tua protesi  
esteticamente irresistibile  
e **SORRIDI SERENAMENTE**



L'UNICA NUOVA ALTERNATIVA  
NELL'ESTETICA DENTALE



ESTETICA



LEGGERA



RESISTENTE



SENZA MONOMERO

# Deflex®

La protesi da indossare

## Deflex cos'è?

Il sistema Deflex, creato da professionisti specializzati per la realizzazione di protesi removibili, garantisce al dentista la possibilità di offrire soluzioni ottimali in grado di migliorare il benessere dei propri pazienti. La Poliammide Deflex è un materiale iniettato appartenente alla famiglia dei polimeri che ha un alto grado di evoluzione con qualità straordinarie, è ipoallergenica e non contiene monomero. Con grande facilità si ottengono spessori molto sottili ed esistono 4 alternative di colore: rosa chiaro, rosa intenso, rosa scuro e trasparente.

La poliammide Deflex ha una colorazione traslucida naturale che permette alla protesi di adattarsi al colore naturale dei tessuti della gengiva e dei denti del paziente. Grazie quindi alle proprietà fisico-chimiche del materiale e alla precisione tecnologica della macchina ad iniezione ecco un'opzione estetica ad un costo altamente competitivo.



www.1flex.it



ESTETICA



LEGGERA




RESISTENTE



SENZA MONOMERO

## L'UNICA NUOVA ALTERNATIVA NELL'ESTETICA DENTALE



## Istruzioni per la manutenzione

Immergere la protesi Deflex una volta al giorno in una soluzione composta da 4 parti d'acqua e 1 parte di ipoclorito di sodio (Amuchina o simili) per 15 minuti, poi sciacquare abbondantemente con acqua corrente. Quando la protesi non è utilizzata si consiglia di lasciarla immersa nella soluzione sopra descritta o semplicemente in acqua. Non utilizzare alcool.



Differenze tra Deflex (con rest occlusali portanti) e la vecchia protesi con ganci metallici.



Nessun'altra così sottile, brillante e traslucida.



Esteticamente invisibile